

BANQUETA OP-B15

COMODIDAD Y ERGONOMÍA PARA EL PROFESIONAL

- Ergonómico
- Resistente
- Máxima estabilidad



OPTOMIC®
producing quality

El taburete OP-B15 se adapta a las necesidades de todas las especialidades actuales.

Diseñado para una mayor comodidad a la hora de realizar las exploraciones e intervenciones en cualquiera de los campos médicos.

BANQUETA **OP-B15**



PALANCA DE ELEVACIÓN



RESPALDO REGULABLE EN ALTURA



RUEDAS PIVOTANTES

- Regulable en altura desde min. 585mm a max. 850mm.
- Estructura de acero cromado.
- Elevación por resorte a gas, actuado por palanca.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Asiento de Ø 330mm.
- Perna de aluminio con 5 patas y ruedas pivotantes.
- Peso: 7Kg.

Alt. Max 850mm



OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

