

BANQUETA OP-B21

COMODIDAD Y ERGONOMÍA PARA EL PROFESIONAL

- Ergonómico
- Resistente
- Máxima estabilidad



OPTOMIC
producing quality

El taburete OP-B21 se adapta a las necesidades de todas las especialidades actuales.

Diseñado para una mayor comodidad a la hora de realizar las exploraciones e intervenciones en cualquiera de los campos médicos.

BANQUETA **OP-B21**



PALANCA DE ELEVACIÓN



RESPALDO ERGONÓMICO



RUEDAS PIVOTANTES



- Regulable en altura desde min. 550mm a max. 710mm.
- Estructura de acero cromado.
- Elevación por resorte a gas, actuado por palanca.
- Respaldo ergonómico.
- Asiento de Ø 390mm.
- Piana de PVC con 5 patas y ruedas pivotantes.
- Peso: 10 Kg.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14

comercial@optomic.com • www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

