

BANQUETA OP-B21

COMODIDAD Y ERGONOMÍA PARA EL PROFESIONAL

- Ergonómico
- Resistente
- Máxima estabilidad



OPTOMIC

producing quality

El taburete OP-B21 se adapta a las necesidades de todas las especialidades actuales.

Diseñado para una mayor comodidad a la hora de realizar las exploraciones e intervenciones en cualquiera de los campos médicos.

BANQUETA **OP-B21**



PALANCA DE ELEVACIÓN



RESPALDO ERGONÓMICO



RUEDAS PIVOTANTES

- Regulable en altura desde min. 550mm a max. 710mm.
- Estructura de acero cromado.
- Elevación por resorte a gas, actuado por palanca.
- Respaldo ergonómico.
- Asiento de Ø 390mm.
- Peana de PVC con 5 patas y ruedas pivotantes.
- Peso: 10 Kg.



OPTOMIC
producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso