



producing quality

Bomba de Histeroscopia H108



Ref.: 82413597

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de pesado integrado.
- Compensación de pérdida de líquido.
- Control automático de los parámetros operativos preestablecidos.
- Medición de la presión intrauterino libre de contacto.
- Parámetros operativos visibles en el monitor de video y grabables.
- Detector para el control de aire en los tubos.
- Tubos de varios usos o desechables.
- Control remoto infrarrojo.
- Rango de presión ajustable: 15-100 y 100-150 mm Hg
- Capacidad de bombeo: 30-500 ml/min
- Seguridad de presión alta: 200 mm Hg
- Medidas y peso: 360 x 268 x 137 mm (largo x ancho x alto) / 4 kg