

CISTOSCOPIO FLEXIBLE

OP-14

GRAN VERSATILIDAD

- Alta resolución
- Fácil manejo
- Canal de trabajo y succión



El OP-14 esta diseñado para facilitar el proceso de exploración y tratamiento quirúrgico en el campo de la urología. Incorpora la más alta tecnología en imagen de alta resolución.

CISTOSCOPIO FLEXIBLE OP-14



FUENTE DE LUZ
FIBROLUX LED DUO



FUENTE DE LUZ
FIBROLUX LED HP



CABLE DE FIBRA
ÓPTICA



INSTRUMENTAL



TEST DE
ESTANQUEIDAD



CANAL DE TRABAJO

OP-14

Sistema óptico

Campo de visión	110° hacia delante
Profundidad de campo	4-50mm

Tubo de inserción

Diámetro externo	15,5Fr
Longitud de trabajo	370mm

Rango de curvatura de la punta

Arriba	210°
Abajo	140°

Canal de biopsia

Diámetro interior del canal de trabajo	7,0Fr
--	-------

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

