

El nuevo colposcopio OPTOMIC OP-C2L combina la mejor visión con la tecnología de iluminación LED, logrando un bajo consumo, larga vida útil del diodo LED y una luz blanca y uniforme.

COLPOSCOPIO LED **OP-C2L**



CABEZAL BINOCULAR INCLINADO



SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE GRAN POTENCIA



SISTEMA DE VIDEO-COLPOSCOPIA (OPCIONAL)

- Cabezal estereoscópico con binocular inclinado.
- Sistema de iluminación coaxial a través de objetivo.
- Vida útil de 40.000 horas con tecnología LED.
- Alta intensidad de iluminación. Filtro verde.
- Oculares de "gran campo" con protección ocular de goma y regulación dióptrica en ambos ojos.
- Tambor cambiador de aumentos de tres posiciones, sistema Galileo.
- Objetivo f=250mm (opcional f=300mm).
- Gama de aumentos: 3,5x hasta 17,5x dependiendo de la combinación de objetivo, binocular y ocular elegidos.
- Focalización por sistema micrométrico.
- Cabezal con excelente movimiento universal por medio de rodamientos angulares y discos de teflón.
- Fácil posicionamiento del cabezal en el espacio, gracias a que todo el sistema cuenta con movimientos sobre rodamientos cónicos, que le otorgan una extraordinaria movilidad y suavidad.
- Regulación de dureza y bloqueo en los movimientos del cabezal y en el giro de los brazos.
- Brazo de paralelogramo autocompensable que fija la altura en el lugar deseado.
- Estantivo de pie con ruedas frenables.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com • www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

