

NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO OP-30

ALTA RESOLUCIÓN EN EL MÍNIMO DIÁMETRO

- Hasta 18.000 píxeles
- Imagen detallada
- Gran resistencia



Los endoscopios flexibles OPTOMIC disponen de unas características ópticas excelentes para la inspección de los conductos nasales, la faringe y la laringe. Ambos fibroscopios han sido diseñados para facilitar la eficacia del examen y aumentar la comodidad del paciente.

NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO **OP-30**



FUENTE DE LUZ
FIBROLUX 250



FUENTE DE LUZ
FIBROLUX 150



CABLE DE FIBRA
ÓPTICA



SOPORTE PARA EL
FIBROSCOPIO



TEST DE
ESTANQUEIDAD



ASA AMBIDIESTRA

	OP-30
Guías de imagen	18.000 pixels
Diámetro extremo distal	3,4mm
Diámetro sección flexible	3,2mm
Profundidad de foco	2,5-50mm
Ángulo de flexión	130°arriba/abajo
Dirección de la visión	0°
Longitud de trabajo	300mm

- Imágenes de alta definición (hasta 18.000 píxeles).
- Ajuste de enfoque.
- Válvula ETO.
- Sumergible en líquido desinfectante.
- Conector para cables de fibra óptica tipo Storz y ACMI (opcional Wolf).
- Se entrega en maletín protector.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com