

ENDOSCOPIOS RÍGIDOS OTORRINOLARINGOLOGÍA

LA MÁS ALTA CALIDAD ALEMANA EN ENDOSCOPIOS


- Alta resolución
- Gran campo de visión
- Excelente eficiencia lumínica



OPTOMIC
producing quality

La gran calidad de los endoscopios OPTOMIC, es el resultado de su larga experiencia, su continua investigación y de sus excelentes procesos de fabricación y control.


ENDOSCOPIOS RÍGIDOS OTORRINOLARINGOLOGÍA




SISTEMA DE LENTES CILÍNDRICAS



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE



ADAPTADORES



LENTES DE ZAFIRO DE ALTA RESISTENCIA



OCULAR DE PEEK

| | | | 0° | 30° | 45° | 70° | 70° | 90° |
|---------------|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Ø | Longitud | | | | | | |
| OTOSCOPIO | 1,9 | 100 | •• | •• | | | | |
| | 2,7 | 75 | •• | •• | | •• | | |
| | 4 | 50 | • | • | | | | |
| SINUSCOPIO | 2,7 | 140 | •• | •• | | •• | | |
| | 2,7 | 195 | •• | •• | | •• | | |
| | 3 | 150 | • | • | • | • | | |
| | 4 | 185 | •• | •• | •• | •• | | |
| LARINGOSCOPIO | 4 | 185 | | | | | • | |
| | 6 | 158 | | | | | • | |
| | 10 | 158 | | | | | •• | •• |

● No-Autoclavable ● Autoclavable

- Sistema de lentes cilíndricas y cuerpo de acero inoxidable sellado por soldadura láser.
- Adaptadores para conexión a cables de fibra óptica tipo *Storz/Olympus, Wolf y ACMI*.
- Endoscopios autoclavables con lentes de zafiro de alta resistencia al rayado.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

