

NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO

Pediátrico


ALTA RESOLUCIÓN EN EL MÍNIMO DIÁMETRO

- Uso pediátrico
- Imagen de alta calidad
- Gran resistencia



Los endoscopios flexibles disponen de unas características ópticas excelentes para la inspección de los conductos nasales, la faringe y la laringe. El fibroscopio pediátrico ha sido diseñado para facilitar la eficacia del examen y aumentar la comodidad del paciente.


NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO **Pediátrico**



ASA DE FLEXIÓN



EXTREMO DISTAL



OCULAR

Guías de imagen	18.000 pixels
Diámetro sección flexible	2,7mm
Profundidad de foco	5-50mm
Ángulo de flexión	160°arriba/160°abajo
Dirección de la visión	0°
Ángulo de visión	85°
Longitud de trabajo	300mm

- Imágenes de alta definición.
- Tubo de inserción de pequeño diámetro
- Ajuste de enfoque.
- Válvula ETO.
- Sumergible en líquido desinfectante.
- Conector para cables de fibra óptica tipo Storz y ACMI (opcional Wolf).
- Se entrega en maletín protector y test de estanqueidad.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14
comercial@optomic.com • www.optomic.com



producing quality



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso