

FOTÓFORO LED OP-HL15

LA TECNOLOGÍA LED LO HACE MÁS FÁCIL

- Sin cables
- Cómodo
- Luz blanca pura



OPTOMIC
producing quality

Fotóforo ligero y discreto que utiliza la potente tecnología LED para producir luz blanca intensa. El fotóforo no requiere cables, por lo que es muy cómodo de usar.

FOTÓFORO LED **OP-HL15**



DISEÑO LIGERO Y ELEGANTE



PORTABATERÍA



REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

- Autonomía de 3,5 horas.
- Luz blanca pura de alta intensidad
- Luminosidad: más de 100.000 lux
- Cinta ajustable de cuero.
- Batería recargable de ion-litio.
- Peso: 190 gr.
-

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

