

FOTÓFORO LED OP-HL15

INTENSIDAD DE LUZ Y REPRODUCCIÓN DE
COLOR PRECISAS PARA CADA OCASIÓN

- Sin cables
- Cómodo
- Alta potencia lumínica



OPTOMIC
producing quality

Fotóforo ligero y discreto que utiliza la potente tecnología LED para producir luz blanca intensa, manteniendo la fidelidad de color. El fotóforo no requiere cables, por lo que es muy cómodo de usar.

FOTÓFORO LED **OP-HL15**



DISEÑO LIGERO Y ELEGANTE



PORTABATERÍA



REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

- Autonomía de 9 horas.
- Luz blanca pura de alta intensidad.
- Intensidad lumínica en la salida: 850.000 lux.
- Intensidad lumínica a 150mm: 100.000 lux.
- Ajuste vertical de ángulo de iluminación.
- Peso: 258 g (con batería).
- Batería recargable de ion-litio.
- Banda ajustable de cuero.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

