

# FOTÓFORO LED OP-HL22 D

INTENSIDAD DE LUZ Y REPRODUCCIÓN DE  
COLOR PRECISAS PARA CADA OCASIÓN

- Ajuste personalizado
- Sin cables
- Alta potencia lumínica



**OPTOMIC**  
producing quality

Fotóforo con sistema de regulación de casco, adaptable a cualquier profesional. Utiliza la potente tecnología LED para producir luz blanca intensa, manteniendo la fidelidad de color. El fotóforo no requiere cables, por lo que es muy cómodo de usar.

## FOTÓFORO LED **OP-HL22 D**



DIAFRAGMA LUMÍNICO



DOBLE AJUSTE CRANEAL



REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

- Sistema ergonómico de regulación de casco: dos mandos para ajuste de perímetro y altura de cabeza.
- Autonomía de 9 horas.
- Luz blanca pura de alta intensidad.
- Intensidad lumínica en la salida: 850.000 lux.
- Intensidad lumínica a 150mm: 100.000 lux.
- Rango de punto de luz de 15mm a 95mm (en distancias de trabajo de 400mm).
- Sistema de ajuste gradual de luz.
- Ajuste vertical de ángulo de iluminación.
- Peso: 396 g (con batería).
- Batería recargable de ion-litio.

### **OPTOMIC ESPAÑA S.A.**

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso