

FOTÓFORO LED OP-HL7

INTENSIDAD DE LUZ Y REPRODUCCIÓN DE
COLOR PRECISAS PARA CADA OCASIÓN

- Más ligero
- Ajuste gradual de
foco
- Sin cables



OPTOMIC
producing quality

Fotóforo más ligero de toda la gama OPTOMIC. Sistema de ajuste gradual de luz, regulando de foco difuso a focalizado. Utiliza la potente tecnología LED para producir luz blanca intensa, manteniendo la fidelidad de color. El fotóforo no requiere cables, por lo que es muy cómodo de usar.

FOTÓFORO LED **OP-HL7**



DISEÑO LIGERO Y ELEGANTE



PORTABATERÍA



REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

- Peso: 253 g (con batería).
- Sistema de ajuste gradual de luz.
- Ajuste vertical de ángulo de iluminación.
- Autonomía de 9 horas.
- Intensidad lumínica a en la salida: 600.000 lux.
- Intensidad lumínica a 150mm: 90.000 lux.
- Luz blanca pura de alta intensidad.
- Batería recargable de ion-litio.
- Banda ajustable de cuero.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso