FOTÓFORO OP-LF5

GRAN EFICACIA EN LA TRANSMISIÓN DE LUZ

- Óptima iluminación del área de trabajo
- Fácil de ajustar
- Cómodo






El fotóforo de fibra óptica OP-LF5 es la manera más eficaz de iluminar el área de trabajo. Su ligereza y cinta de fácil ajuste lo hacen especialmente cómodo.

FOTÓFORO OP-LF5







CABLE DE FIBRA ÓPTICA



MALETÍN DE TRANSPORTE

- Óptica focalizable.
- Fibra óptica de 3,5mm x 2,3m.
- Cómoda cinta acolchada de fácil ajuste.
- Eje de iluminación regulable.
- Alta luminosidad.
- Adaptador Storz a fuente de luz (otras marcas opcionales).

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

C/ Madroño, 4 • 28770 Colmenar Viejo, Madrid Tel: 902 22 11 77 · Fax: 902 22 11 78 comercial@optomic.com · www.optomic.com





