

FUENTE DE LUZ FRÍA DE 150W

FIBROLUX 150

ILUMINACIÓN ÓPTIMA PARA EL CAMPO MÉDICO

- Lámpara doble
- Control electrónico
- Alto rendimiento



La fuente de luz fría halógena Fibrolux 150 es una unidad de bajo voltaje, especialmente apropiada para su uso con cable de fibra óptica. La fuente de luz produce una intensa luz fría, útil, entre otros, en los siguientes campos: endoscopia, microscopia, estereomicroscopia, y fotografía e iluminación de cavidades profundas.

FUENTE DE LUZ FRÍA DE 150W **FIBROLUX 150**



CAMBIO RÁPIDO DE LÁMPARA



LÁMPARAS HALÓGENAS



PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR

- Potencia de luz: 150W.
- Gran luminosidad, con control de intensidad de luz.
- Sistema de ventilación silencioso.
- Cambio de lámpara fácil y rápido.
- Unidad robusta de manejo sencillo.
- Dimensiones: 150 x 120 x 280 mm.
- Peso: 4,9 kg.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

C/ Madroño, 4 • 28770 Colmenar Viejo, Madrid

Tel: 902 22 11 77 · Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com · www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso