

La fuente de luz FIBROLUX LED DUO incorpora la más alta tecnología en sistemas de iluminación de endoscopia. Su exclusivo diseño con dos salidas, permite mantener hasta dos equipos funcionando simultáneamente.

FUENTE DE LUZ FRÍA LED **FIBROLUX LED DUO**

- Iluminación tipo LED.
- Gran potencia lumínica 10.000 Klux (medida en extremo de cable de fibra óptica estándar de 4,8mm x 1,8m).
- 2 salidas independientes.
- Funcionamiento de las salidas alternativo o simultaneo.
- Duración de la lámpara LED: 60.000h.
- Control de intensidad lumínica automática y sin variación de color.
- Bajo consumo.
- Sistema de ventilación forzada doble (autocontrol de velocidad)
- Standby de mínimo consumo ecológico (Directiva EuP)
- Memoria de intensidad de uso.
- Adaptadores para conectar cables de todas la marcas del mercado.
- Unidad robusta, totalmente fabricada en aluminio.
- Alimentación: 100-240V, 50-60Hz
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 320 x 155 x 286 mm
- Peso 5 Kg.



Conexión tipo Storz, Olympus y otras



Panel de control intuitivo

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

