

FUENTE DE LUZ FRIA XENON FIBROLUX X100

ILUMINACION OPTIMA PARA EL CAMPO MEDICO

- Alta intensidad
- Control electrónico
- Excelente rendimiento



La unidad X100 Fibrolux proporciona, a los especialistas de todos los campos de la medicina, una luz de alta intensidad y excelente brillo para mejorar la visualización endoscópica, ya sea utilizando endoscopios flexibles o rígidos. Del mismo modo, es ideal para la microscopía y la colposcopia.

FUENTE DE LUZ FRIA XENON **FIBROLUX X100**



DIFERENTES TIPOS DE CONECTORES



MANEJO SENCILLO



LIGERO Y PORTATIL

- Potencia de luz: 100W
- Excelente brillo, con ajuste de intensidad de luz
- Sencillo y rápido reemplazo
- Sistema silencioso de refrigeración con control automático de velocidad
- Unidad resistente, fabricado en aluminio
- Manejo sencillo
- Filtro Verde o ámbar
- Fuente de alimentación: 100 - 240V
- Dimensiones: 150 x 120 x 280 mm
- Peso: 4,5 kg

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

C/ Madroño, 4 • 28770 Colmenar Viejo, Madrid

Tel: 902 22 11 77 · Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com · www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

