

GAFAS LUPA Serie OP-GL

ÓPTICA DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA MEJOR
CALIDAD DE IMAGEN

- Regulación de distancia interpupilar
- Gafas de protección
- Gafas lupa:
2x, 2.5x y 3.5x



OPTOMIC
producing quality

La gama completa de gafas lupa OPTOMIC ha sido diseñada para cubrir los requisitos de todos los profesionales ante la necesidad de magnificación.

Su alta calidad óptica y resistencia mecánica hacen de estos equipos una herramienta imprescindible en la consulta y quirófano actual.

GAFAS LUPA Serie OP-GL



REGULADOR DE DISTANCIA
INTERPUPILAR



SISTEMA ILUMINACIÓN LED
(OPCIONAL)



CASCO REGULABLE (OPCIONAL)

MODELO	Magnificación	Longitud de trabajo	Campo de visión	Angulo de visión
OP-GL2	2x	360-460 mm	115mm	Ajustable
OP-GL25	2,5x	360-460 mm	110mm	Ajustable
OP-GL35	3,5x	360-460mm	65mm	Ajustable



OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

