



producing quality

## Rhino 4000 M



**Ref.: 61153663**

- Sistema: Controlado por microprocesador
- Estándares: EN60601-1 / 1-1 / 1-2 / MPG
- Método de medición: Anterior activa
- Flujo aéreo: 0-900 ml/s inspiración y expiración
- Diferencia de presión: 0-50 daPa
- Control de función: Por medio de 2 barras de medición en la pantalla
- Media: A través de todas las curvas de flujo
- Calibración de presión: Automático
- Representación: Gráfica y numérica
- Cálculo automático de:
  - presión en daPa
  - flujo en ml/sec
  - flujo total
  - porcentaje
  - coeficientes de resistencia
  - punto 2-5 a 75, 150 y 300 daPa
  
- Interfaz: USB 1.1
- Dimensiones: 290 x 270 x 125 mm (W x D x H)
- Corriente eléctrica: 90/269 VAC 45VA
- Accesorios: 6 olivas, 1 sonda de flujo, 2 juegos de tubos nasales de silicona, 1 pedal, 1 soporte de sonda, 1 manual de instrucciones
  
- Accesorio opcional: Mascarilla facial