

# LÁSER QUIRÚRGICO CO<sub>2</sub> DS-40U

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA EN CIRUGÍA LÁSER



- Alta precisión quirúrgica
- Sistema multi-especialidad
- Memorias personalizables

**OPTOMIC**  
producing quality

El Láser Quirúrgico de CO<sub>2</sub> modelo DS-40U ofrece las posibilidades quirúrgicas más actuales en las intervenciones y tratamientos de las principales especialidades médicas: otorrinolaringología, ginecología, urología, dermatología, proctología, etc.

## SISTEMA LÁSER QUIRÚRGICO DE CO<sub>2</sub> DS-40U



- Láser tipo CO<sub>2</sub>
- Brazo articulado autocentrante de 7 espejos
- Sistema de refrigeración cerrado
- Dispone de botón de emergencia y bloqueo
- Pantalla táctil multifunción
- Incorpora preinstalación para Aplicación Láser Fraccional

### MODOS

1. Modo de Continuo CW
2. Modo de Continuo S
3. Modo de Pulsado
4. Modo de Super Pulso
5. Modo de Ultra Pulso



BRAZO ARTICULADO



PANTALLA TÁCTIL

### LÁSER CO<sub>2</sub>

Potencia de laser	1 -40W
Longitud de onda	10.600nm
Estructura de modo	TEM <sub>00</sub>

### LÁSER GUIA

Tipo de láser	Láser rojo de diodo
Longitud de onda	655nm
Niveles de ajuste	10 niveles
Potencia de salida	5mw

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Voltaje principal (eléctrico)	230v, fase única, 50/60 hertzios
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua
Dimensiones	430 x 480 x 1240mm
Peso	47 Kg
Display	Pantalla táctil LCD a color - 10,2"

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Pieza de mano F=50
- Pieza de mano F=100
- Set uvulo-palato-plastia
- Set rinología
- Micromanipulador para microscopio y colposcopio
- Sistema LVR para rejuvenecimiento vaginal
- Pieza de mano fraccional
- Pieza de mano para tratamiento en labios vaginales

### OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.  
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78  
comercial@optomic.com • www.optomic.com

