

SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN MEDICAP USB200

LA MANERA MÁS FÁCIL DE GRABAR VIDEO E IMÁGENES



MEDICAP USB200

El MediCap USB200 es la solución para grabar imágenes con todas las funciones necesarias de la industria médica. Sus videos e imágenes fijas se graban directamente a la unidad USB o disco duro opcional. Los videos grabados tienen calidad de DVD, pero sin todas las complicaciones de los discos DVD.

Grabadora

médica de video

Graba desde su endoscopio, artroscopio, cámara quirúrgica, ultrasonido, etc. Guarda en una unidad flash o disco duro que se puede acceder desde cualquier computadora en su red



Fácil de utilizar

Es tan fácil, que la mayoría de los usuarios nunca consultan el manual. Simplemente conéctelo y proceda. Usted estará grabando videos después de algunos minutos de haber abierto la caja.



Calidad médica

Con su cubierta de acero y panel delantero resistente a líquidos, el USB200 está construido para resistir los rigores de la sala de operaciones y es tan compacto que cabrá en cualquier carro de transporte.



Opciones Potentes

compatible – versatil – costeable

Unidad USB

Perfecta para archivar más de 100 horas de video en un solo dispositivo



Teclado USB

Ingresa la información del paciente para organizar sus fotos y videos




Adaptador de red

Convierta su USB200 en una unidad asignada en su red



Pedal

Conecte su USB al disparador de su endoscopio o a un pedal de pie



SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEN MEDICAP USB200

Modelo	MEDICAP USB200
Tipo de dispositivo	Graba videos e imágenes fijas desde fuentes de video médicas estándar en una unidad USB o disco duro opcional
Funda	Robusta funda metálica con cubierta de plástico de alto impacto
Monitor LCD	6,35cm. a todo color (solo para navegación, no para diagnóstico)
Altavoz	200Hz-15kHz, 1W (solo para navegación, no para diagnóstico)
Botones	Membrana sellada, resistente a líquidos.
Video entr./sal.	PAL o NTSC; Conexiones S-Video o BNC compuestas
Sonido entr./sal.	Enchufes telefónicos estéreo de 3,5 mm.
Apoyo USB	USB2.0, alta velocidad, 1 conector frontal, conectores traseros 3 (todos activados)
Conexión de red	Conexión ethernet T10/100 mediante el equipo de ampliación de red (opcional)
Pedal	Captura de manos libres Minienchufe estándar de 3,5mm
Mecánica	Tamaño: 240x200x63mm Peso: 1,7Kg (aprox.)
Ambiente	Almacenamiento: de -40° a +85°C Funcionamiento: de -20° a +40°C
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz. Enchufe AC de 3 clavijas
Medios	Unidad de memoria USB o unidad de disco USB externo
Formatos de imagen	JPEG, TIFF, PNG, DICOM
Tamaño de imagen	1024x768, 800x600, 640x480 píxeles
Formato de video	MPG2 (calidad DVD)
Formato de audio	MPEG1 L2, 2 canales
Certificados	UL Medical, CE, FCC, FDA Class 1, RoHS
Contenido del paquete	MediCap USB200 Memoria USB Cables de video Cable de alimentación Guía de usuario

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



Amplifon Ibérica

Paseo de la Zona Franca, 83-95

08038 BARCELONA

Tel: +34 93 223 79 79



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso