

# MICROSCOPIOS

## OP-TRAINING 3 / OP-TRAINING 5

ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA FORMACIÓN  
EN MICROSCOPIA

- Específico para formación y laboratorio
- Gran movilidad en espacio reducido
- Compacto y versátil



**OPTOMIC**<sup>®</sup>

producing quality

Los microscopios OP-TRAINING 3 y OP-TRAINING 5 han sido diseñados para cubrir las necesidades de uso en los centros de formación en microscopía y laboratorios.

Este sistema permite optimizar los recursos de espacio gracias a su doble brazo por paralelogramo compensado.

Incorpora en el propio cabezal la fuente de luz LED de alta potencia y larga duración

## MICROSCOPIOS **OP-TRAINING 3 / OP-TRAINING 5**

CABEZAL	Estereoscópico con focalización micrométrica
BINOCULAR	inclinado a 45° (de serie), inclinable de 0° a 240° y recto (opcional)
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	Iluminación LED incorporada en el cabezal
OJALARES	10x de Gran Campo. 12,5x opcional
INTERCAMBIADOR DE AUMENTOS	3 posiciones (OP-TRAINING 3) o 5 posiciones (OP-TRAINING 5)
OBJETIVOS	Estándar de 250 mm, opcionales de 200 mm, 300 mm y 400 mm
FILTRO	Ámbar o verde, dependiendo de la especialidad
CABEZAL Y BRAZOS	Con frenos y movimientos por rodamientos de contacto angular y cónicos decilindros de alta resistencia, sistema Soft Move
FIJACIÓN EN MESA	Abrazadera de fijación (con apertura de 6,5 cm) o 3 tornillos de M8
VOLTAJE	100/240V 50/60Hz
ACCESORIOS OPCIONALES	Para fijación en mesa Monitor incorporado en el estativo Bandejas porta instrumental Cazoleta porta objetivos Divisores de imagen (varias opciones) Software de captura de imágenes Digitally Soft



Ajuste de intensidad lumínica



Luz LED de alta potencia



Binocular inclinable (opcional)



Bandeja portainstrumental (opcional)

Los microscopios **OP-TRAINING 3** y **OP-TRAINING 5** son necesarios para adquirir las habilidades y competencias necesarias a través de la práctica.



### OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.  
Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14  
comercial@optomic.com • www.optomic.com

