

MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS BINOCULARES Y TRINOCULARES

MICROSCOPIA BIOLÓGICA DE ALTAS PRESTACIONES

- Alta luminosidad
- Robustez
- Precisión



MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS BINOCULARES Y TRINOCULARES



- Microscopio biológico binocular.
- Oculares acromáticos WF10x, 18mm.
- 4 Objetivos Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x.
- Iluminación halógena.
- Pletina mecánica con mov. XY.

OP-MB10



- Microscopio biológico binocular.
- Oculares Planocromáticos 10x, 20mm.
- 4 Objetivos Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x.
- Iluminación halógena.
- Pletina mecánica con mov. XY.

OP-MB20



- Microscopio biológico Trinocular.
- Oculares Planocromáticos 10x, 20mm.
- 4 Objetivos Semiplanos 4x, 10x, 40x, 100x.
- Iluminación halógena. Plet. XY.
- Cámara vídeo 470 líneas. (opcional)

OP-MB30Trino



- Microscopio biológico Trinocular.
- Oculares Planocromáticos 10x, 20mm.
- 4 Objetivos Planocromáticos 4x, 10x, 40x, 100x.
- Iluminación halógena. Plet. XY.
- Cámara vídeo 470 líneas. (opcional)

OP-MB40Trino

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78

comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

