

Líderes en audiología pediátrica

Audiometría MADSEN Astera

Se trata de un audiómetro clínico de dos canales que utiliza la tecnología más avanzada, diseñado para la práctica de la audiología pediátrica moderna.



MADSEN Astera

Timpanometría MADSEN OTOflex 100

Un impedanciometro compacto que permite realizar mediciones de timpanometría como de reflejo acústico empleando la frecuencia pediátrica de 1000 Hz.



MADSEN OTOflex 100

EP/ASSR ICS Chartr EP 200

Este sistema se utiliza para la realización de potencial evocado auditivo; Otometrics lo ha diseñado pensando especialmente en la población infantil.



ICS Chartr EP 200

Otometrics es líder mundial en la fabricación de equipos y software de audición y equilibrio, ofreciendo soluciones que van desde aplicaciones de evaluación pediátrica y diagnóstico audiológico hasta pruebas de equilibrio y adaptación de audífonos.

Para más información sobre MADSEN AccuScreen, consulte www.otometrics.com/accuscreen.

Cribado auditivo en recién nacidos: "táctil" y más intuitiva



Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © CN Otometrics. 2010/09. 7-16-80000-ES.



Distribuidor Autorizado:



OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com



MADSEN AccuScreen®



Otro gran paso en el cribado de recién nacidos

Permítanos presentarle el nuevo MADSEN AccuScreen, un diseño completamente nuevo del renombrado AccuScreen, que miles de audiólogos e especialistas de todas partes del mundo han usado en programas de cribado auditivo de recién nacidos.

Fácil de cargar en cualquier lugar
(Olvídense de los cables! Ahora dispone de una práctica base de conexión para cargar el dispositivo, realizar transferencias y mucho más.



Diseñado por los usuarios

Se podría decir que nuestros usuarios han diseñado el nuevo AccuScreen. Comenzamos por analizar las valiosas opiniones de nuestros usuarios durante la primera ola de programas de Sanidad. Luego incorporamos lo que aprendimos en este nuevo dispositivo – introduciendo mejoras en todas las áreas posibles, desde el tamaño físico del dispositivo y el sistema de carga, a la interfaz de usuario, el sistema de navegación y las capacidades de control del administrador.

Rápido, preciso e intuitivo

La nueva versión de este legendario equipo que fue desarrollada por las mismas personas que diseñaron el primer AccuScreen, es rápida, precisa e intuitiva. La nueva interfaz de usuario con pantalla táctil ayuda a acelerar el proceso de evaluación, ofreciendo al

mismo tiempo la precisión característica de AccuScreen.

Un legado que nos enorgullece

A pesar de que el nuevo AccuScreen tiene un aspecto diferente, ofrece la misma precisión e integración en el flujo de trabajo que ha hecho que MADSEN AccuScreen sea la primera opción para programas de Sanidad en todo el mundo. De hecho, los médicos, enfermeras y demás profesionales relacionados con la audiolología han evaluado a más de 36 millones de recién nacidos con AccuScreen – haciendo que nuestro nombre sea uno de los que inspiran mayor confianza en la industria. Sin embargo, en Otometrics somos más que sólo fabricantes de equipos otoneurológicos. Somos un socio experimentado en programas de Salud, y nuestros productos incluyen una gama completa de opciones de asistencia y servicio.

Más de
36.000.000
de recién nacidos evaluados con AccuScreen



Precisión

- Historial excepcional
- Preferido por los principales programas de Sanidad
- Dispositivo de OAE/ABR combinado, que permite realizar la evaluación en dos pasos
- Más de 36.000.000 de recién nacidos evaluados
- Bajos costes de mantenimiento
- Sonda resistente
- Sonda y acopladores de oídos para ABR

Precisión intuitiva

- + Pantalla táctil con tecnología punta
- + Introducción de datos sencilla e intuitiva
- + Visualización detallada de pruebas y resultados
- + Menú de ayuda en pantalla
- + Evaluación fiable y más rápida
- + Pequeño y ligero
- + Base de conexión para transferencia de datos, actualización del equipo y carga
- + Sonda angulada con extremo mejorado
- + Acopladores de oídos nuevos y mejorados
- + Control de calidad de sonda y cables
- + Software completo para la gestión de pacientes, mediciones e equipo

Su flujo de trabajo nunca antes había sido tan sencillo

Con su tamaño reducido, pantalla táctil intuitiva, nueva sonda y práctica base de conexión, el nuevo AccuScreen se destaca por su diseño de vanguardia. Pero en Otometrics, “diseño” significa principalmente facilidad de uso y capacidad de una herramienta dada para integrarse al flujo de trabajo único de cada usuario.

Pantalla táctil con tecnología punta

Lo primero que notará en el nuevo AccuScreen es su atractiva pantalla táctil. La tecnología de pantalla táctil nos ha permitido dar un gran paso en lo que se refiere a la facilidad de uso. Siempre se tiene una buena visión de los controles principales, que están al alcance de sus dedos, y la realización de tareas tales como acceder a los resultados de las pruebas,

introducir datos y añadir comentarios nunca antes había sido tan fácil – esto le permite concentrarse en los niños que va a evaluar en lugar de tener que preocuparse por la tecnología.

Fácil de aprender, “adivinar” y recordar

Con un acceso fácil a todas las funciones e iconos grandes y luminosos, que proporcionan una excelente ayuda visual, el proceso de aprendizaje del AccuScreen es rápido y sencillo. Esto significa que es posible formar al personal de evaluación de forma muy rápida, sin necesidad de invertir en costosos cursos de formación. Sin embargo, en el caso poco probable de que un usuario no sepa qué hacer, AccuScreen ofrece un completo menú de ayuda en pantalla que permite resolver el problema inmediatamente.



Control de calidad

La comprobación del funcionamiento correcto del AccuScreen se realiza de manera rápida y sencilla, lo que permite ahorrar tiempo y mejorar la validez de los resultados de la prueba.

Flujo de trabajo ampliamente mejorado

La práctica base de conexión de AccuScreen facilita la carga de la batería, las transferencias de datos, la configuración del dispositivo, las actualizaciones de software y la conexión de la impresora de etiquetas, haciéndose cargo de todas estas operaciones y manteniendo el equipo justo donde usted lo necesita. Una sonda angulada mejorada garantiza una adaptación segura, permitiendo la evaluación de niños, por ejemplo, en sillas de seguridad para coches. Otras innovaciones incluyen una función de prueba rápida que no requiere los detalles del paciente y pruebas ABR flexibles utilizando la sonda o los acopladores de oídos.



La sonda angulada ofrece mejor adaptación

Tomando en cuenta las opiniones de nuestros usuarios, hemos rediseñado la sonda del AccuScreen con el fin de que las pruebas sean una experiencia más placentera para todos los involucrados.



Acopladores de oídos de doble densidad

El nuevo diseño de los acopladores de oídos de doble densidad se adapta a la forma de la cabeza del bebé, garantizando un ajuste perfecto, un sellado óptimo y una presentación precisa del estímulo, lo que permite obtener resultados más fiables.



Pantalla táctil intuitiva

La avanzada interfaz con pantalla táctil le permite controlar las configuraciones de paciente, pruebas, impresión y mucho más con la punta de los dedos.



Flujo de trabajo mejorado


Ahora es mucho más fácil transferir datos, cargar listas de pacientes en el dispositivo y descargar datos de los pacientes, incluidos los resultados de pruebas, comentarios y factores de riesgo.

“Tiene todas las funciones del primer AccuScreen, ¡y varias más!”

“Pero lo que más me gusta es que es mucho más fácil de usar.”




La solución intuitiva para un programa de Sanidad **más eficaz**



Evaluación en dos pasos con excelente relación calidad-precio


El nuevo AccuScreen no es sólo intuitivo para los usuarios habituales. También da un nuevo sentido al programa de Salud en su conjunto. La posibilidad de combinar pruebas ABR y OAE en un único dispositivo ayuda a reducir los costes. Los bajos costes de mantenimiento del dispositivo, la menor necesidad de formación y nuestro completo servicio de asistencia permiten hacer ahorros significativos.



Gestión del equipo



Gestión de pacientes



Gestión de mediciones

Software con excelentes prestaciones

El software AccuLink mejorado ofrece varios beneficios nuevos como, por ejemplo, un completo menú de configuración que permite definir ajustes en el ordenador y transferirlos al equipo con sólo colocarlo en la base de conexión. Además, con la base de conexión también es posible cargar listas de pacientes en el equipo y descargar datos de los pacientes – incluidos los resultados de las mediciones, comentarios y factores de riesgo – todo lo cual facilita el procesamiento de datos.

Funciones de control y seguridad mejoradas

AccuScreen y el software AccuLink facilitan la gestión de perfiles de usuario, con funciones de gestión de mediciones que garantizan que sólo se realizarán las pruebas necesarias, y un sistema de gestión de eliminación que garantiza que no se pierdan los resultados de las pruebas de ningún niño. El sistema opcional de campos obligatorios se usa para garantizar que se registren todos los detalles requeridos del paciente, lo que permite a los administradores personalizar fácilmente la configuración de datos demográficos de los pacientes en el servicio.

Todo esto y **más** al alcance de su mano



1 Gracias a las nuevas control de calidad, las pruebas diarias de sonda y cables nunca antes habían sido tan fáciles.




2 Con el nuevo teclado en pantalla, la introducción de datos del paciente es mucho más sencilla.




3 Gracias a las nuevas sondas anguladas, que garantizan una colocación rápida y una adaptación perfecta, la manipulación de las sondas es mucho más fácil.



4 El intuitivo menú de prueba ofrece una vista clara de las distintas opciones de medición.



5 Monitoree el progreso de la prueba con visualizaciones gráficas de fácil lectura.



6 Obtenga respuestas comprensibles y precisas, que no requieren interpretación.



7 Puede acceder al completo menú de ayuda en pantalla en cualquier momento que lo necesite.



AccuScreen
Tamaño completo.