

RINOMANÓMETRO NR6

EQUIPO DE EXAMEN NASAL

- Programa sencillo de usar, basado en windows
- Mediciones no invasivas rápidas y exactas
- Comparaciones pre y postoperatorias
- Presentación gráfica y numérica de resultados
- Completamente equipado o para usar con su propio PC
- Puede ser integrado en un sistema de examen nasal comprendido por rinómetro, rinomanómetro y base de datos
- Equipo de la más avanzada tecnología con opciones de ampliación incorporadas
- Cumple con las normas internacionales de seguridad y funcionamiento



El rinomanómetro NR6 calcula la resistencia de la vía nasal, midiendo el flujo nasal y la presión producida. Puede ser utilizado para realizar la prueba en forma anterior o posterior, obteniendo los datos en un gráfico Broma, gráfico estándar, cálculo de coeficiente de Rohrer y el ángulo de Broma referente a las curvas resultantes.

RINÓMANOMETRO **NR6**

NR6 RINÓMANOMETRO / CLÍNICO DE INVESTIGACIÓN	NR6 CLINICAL	NR6 CLINICAL RESEARCH
Rango de presión:	±800pa	±800pa
Rango de flujo:	±800cc/seg	±800cc/seg
Exactitud:	±2%	±2%
Tamaño:	27x6x28 cm	27x6x28 cm
Peso:	2 kg	2 kg
Seguridad eléctrica:	BS EN 60601	BS EN 60601
Marca CE	Clase I	Clase I
Medidas: Resistencia - Anterior activa	SI	SI
Posterior activa	SI	SI
Cálculos - Standard/Broma/Rohrer	SI	SI
Cumple con la recomendación del comité de normalización:	SI	SI
"Mejor práctica" Procesamiento por lotes:	NO	SI
Software de exportación de datos:	NO	SI

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
 Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14
 comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

