

RINOMANÓMETRO NR6

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN NASAL

- Programa sencillo de usar, basado en windows
- Mediciones no invasivas rápidas y exactas
- Comparaciones pre y postoperatorias
- Presentación gráfica y numérica de resultados
- Completamente equipado o para usar con su propio Pc
- Puede ser integrado en un sistema de examen nasal comprendido por rinómetro, rinomanómetro y base de datos
- Equipo de la más avanzada tecnología con opciones de ampliación incorporadas
- Cumple con las normas internacionales de seguridad y funcionamiento



El rinomanómetro NR6 calcula la resistencia de la vía nasal, midiendo el flujo nasal y la presión producida. Puede ser utilizado para realizar la prueba en forma anterior o posterior, obteniendo los datos en un gráfico Brooms, gráfico estándar, cálculo de coeficiente de Rohrer y el ángulo de Brooms referente a las curvas resultantes.

RINÓMANOMETRO **NR6**

| NR6 RINÓMANOMETRO / CLÍNICO DE INVESTIGACIÓN | NR6 COMPACT | NR6 EXECUTIVE |
|--|-------------|---------------|
| Presión: | ±800pa | ±800pa |
| Flujo: | ±800cc/seg | ±800cc/seg |
| Exactitud: | ±2% | ±2% |
| Tamaño: | 27x8x30 cm | 27x8x30 cm |
| Peso: | 2 kg | 2 kg |
| Seguridad eléctrica: | BS EN 60601 | BS EN 60601 |
| Aprobación de la marca CE | Class1/SI | Class1/SI |
| Medidas: | | |
| Anterior activa | SI | SI |
| Posterior activa | SI | SI |
| Standard/BROMS/ROHRER | SI | SI |
| Cumple con la recomendación del comité de normalización: | SI | SI |
| "Mejor práctica" facilidad de grupos: | NO | SI |
| Software exportador de datos: | NO | SI |

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
 Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
 comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

