

SISTEMA INTEGRADO DE ENDOSCOPIA HD

STROBOLUX III LED+HD

- Cámara endoscópica HD
- Estroboscopio
- Fuente de luz LED




El sistema integrado de endoscopia Strobolux III LED+HD es una solución revolucionaria en la consulta ORL. Permite realizar estroboscopia y exploración con luz continua y de manera sincronizada con la cámara Optomic HD.

SISTEMA INTEGRADO **STROBOLUX III LED+HD**


CÁMARA ENDOSCÓPICA HD

- Salida HD tipo HDMI.
- Resolución digital HD 1080i.
- Salidas 2x S-Video y video compuesto.
- Velocidad de obturación 1/100.000 sec.
- Balance de blancos automático y manual.
- ELC automático sincronizado.
- Sincronización de cámara y estroboscopia para optimizar la calidad de imagen.




ESTROBOSCOPIO

- Sistema estroboscópico LED.
- 2 salidas de iluminación independientes y simultaneas.
- Función de movimiento lento y fase.
- Frecuencia de análisis de 60 a 1.000Hz.
- Variación de rango de fase de 0° a 400°.
- Análisis de voz: espectrograma y forma de onda.
- Micrófono aéreo y de contacto.
- Display TFT 5".



FUENTE DE LUZ FRÍA LED

- Iluminación tipo LED.
- 2 salidas independientes.
- Funcionamiento de las salidas alternativo o simultaneo.
- Duración de la lámpara LED: 60.000h.
- Memoria de intensidad de uso.
- Adaptadores para conectar cables de todas la marcas del mercado.



OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

