

UNIDAD GINECOLÓGICA OPTIMUS

OPTIMIZANDO EL ESPACIO EN LA CONSULTA GINECOLÓGICA

- Aspiración alta potencia
- Torre de endoscopia integrada
- Cajones de gran capacidad



La unidad ginecológica OPTIMUS, diseñada y fabricada por OPTOMIC, ha sido desarrollada teniendo en cuenta las necesidades de la consulta ginecológica actual.

UNIDAD GINECOLÓGICA OPTIMUS



SOPORTE PARA COLPOSCOPIO



CAJONERAS DE GRAN CAPACIDAD



MESA DE TRABAJO EXTRAIBLE



- Mínimo espacio.
- El aspirador más potente, 67l/min.
- Cajones de gran capacidad.
- Torre de endoscopia integrada.
- Soportes de endoscopios y fibroscopios.
- Papelera automática.
- Móvil y autónoma.
- Colposcopio incorporado.
- Depósito de instrumental usado.



CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL USADO

CARACTERÍSTICAS

Aspiración:	Bomba de succión alta potencia de 67 litros/min
Dimensiones:	Alto 90cm x Ancho 95cm x Fondo 50cm
Cajones: 4 cajones	Ancho 80cm x Fondo 40cm
	3 de 5cm de altura
	1 de 8cm de altura
2 cajones	Fondo 40cm x Ancho 27cm x Alto 12cm
Superficie extraíble:	Ancho 78cm x Fondo 41cm
2 superficies laterales expandibles:	Ancho 37cm x Fondo 32cm

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com

