



- Zoom óptico 40x
- Gran luminosidad
- Pantalla "Live View" integrada
- Controles de captura de foto y vídeo en el cabezal



ColpoScreen amplía la gama de equipamiento para colposcopia fabricada por OPTOMIC añadiendo la tecnología de vídeo digital de alta resolución. Nuestro objetivo es proporcionar un equipo compacto, de fácil manejo y altamente compatible con cualquier sistema de captura, visualización y gestión de imágenes y vídeo.

ColpoScreen

VIDEOCOLPOSCOPIO CON PANTALLA INTEGRADA



CABEZAL COMPACTO



PANTALLA "LIVE VIEW" Y
CONTROLES INTUITIVOS



SISTEMA DE ILUMINACIÓN
INTEGRADO EN CABEZAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cámara:
 - Resolución Full HD (1080p)
 - Zoom óptico 40x
 - Control automático de ganancia e intensidad lumínica
 - Enfoque automático con opción de control manual
- Pantalla "Live View" de 3,5" integrada en el cabezal
- Iluminación LED de alta intensidad
- Control de intensidad lumínica
- Filtro verde (LED)
- Control de balance de blancos
- Controles en cabezal para captura directa de imagen y vídeo (necesario sistema de captura adicional)
- Salida HDMI 1080p/30 para monitor
- Estantivo de pie de 5 ruedas con frenos independientes
- Alimentación: 100-240 VAC/50-60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para monitor
- Monitor 22"
- Monitor con ordenador integrado "All in one" para captura de imagen y vídeo

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 91 804 44 44
comercial@optomic.com
www.optomic.com

