

# MOBILIARIO PARA ENDOSCOPIA

## MUEBLE STANDARD II

ROBUSTO Y FIABLE

- Baldas resistentes
- Suavidad de movimientos
- Compartimentos espaciosos



**OPTOMIC**  
producing quality

Un Mueble funcional es un elemento esencial para cualquier especialista en endoscopia para mantener el espacio de trabajo organizado.

El mueble OPTOMIC STANDARD tiene capacidad para todos los dispositivos necesarios para la endoscopia. Cuenta con compartimientos convenientes para mantener los cables bien protegidos y fuera de la vista.

MOBILIARIO PARA ENDOSCOPIA

# MUEBLE STANDARD II



SOPORTE PARA ENDOSCOPIOS RÍGIDOS



SOPORTE PARA FIBROSCOPIOS RÍGIDOS

- Mueble de gran capacidad.
- 5 baldas resistentes: 40 x 36 cm.
- Grandes ruedas de goma con bloqueo de rotación y deslizamiento.
- Compartimientos traseros para ocultar los cables.
- Altura total: 1,5 m incluido el soporte del monitor.
- Soportes opcionales para endoscopios rígidos y flexibles.

## OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.  
Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14  
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso