

MOBILIARIO PARA ENDOSCOPIA

MUEBLE PROFESSIONAL

SU EQUIPO DE ENDOSCOPIA EN EL MÍNIMO ESPACIO

- Regulable
- Diseño ligero
- Fácil manejo



El mueble de endoscopia Professional está diseñado para almacenar y transportar todos los equipos de endoscopia requeridos en las distintas especialidades médicas. Su amplia gama de accesorios le permite adaptarse a todas las configuraciones y necesidades del mercado.

MOBILIARIO PARA ENDOSCOPIA

MUEBLE PROFESSIONAL



Bandeja extraíble para teclado y ratón (opcional)



Brazo articulado para monitor auxiliar (opcional)



Balda con cajón extraíble (opcional)

- 4 baldas, 3 de ellas regulables en altura con pasos de 25mm.
- Medida balda: 50x60cm. Peso soportado por balda: 10Kg.
- Montaje de monitor principal con sistemas de sujeción VESA. 75 y 100.
- Bandeja extraíble para teclado y ratón.
- 4 ruedas giratorias de Ø 12,5cm, 2 de ellas con freno.
- Alojamiento para recogida de cables.
- Medidas: 120x71x67,5cm.
- Peso: 75Kg.
- Color: gris claro.
- Opcional: -Transformador de aislamiento independiente.
-Bandeja extraíble para teclado y ratón
-Brazo articulado para monitor auxiliar.
-Balda con cajón extraíble.
-Soporte para 3 endoscopios, cámara y cable de fibra óptica.
-Soporte para fibroscopio.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14
comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso