



ENTRE EN EL MUNDO
DE LA PRECISIÓN



ICS Impulse®



otometrics



MAYOR PRECISIÓN... UN DIAGNÓSTICO MÁS RÁPIDO

Con ICS Impulse® podrá evaluar y tratar de forma sencilla a pacientes con síntomas vestibulares utilizando el dispositivo Frenzel vídeo monocular. Gracias a las gafas USB más ligeras y a su software modular avanzado, las grabaciones oculares y ambientales ofrecen una excelente calidad de imagen de alta resolución. El Frenzel vídeo monocular se puede actualizar en cualquier momento para incluir módulos de pruebas adicionales.



Recogida de datos

- Gafas USB cómodas y ligeras
- Póngase las gafas y empiece a trabajar: no es necesario realizar ningún ajuste
- Grabe el movimiento ocular
- Grabe el ojo con visión o sin visión (eliminando la supresión de fijación)
- Grabe vídeo ambiental (escala de grises o color)
- Indicador de grabación con tiempo transcurrido
- Inicie/detenga la grabación con el dispositivo recomendado o puntero de presentaciones
- Visualice el vídeo ocular en un monitor externo independiente a la vez que en el ordenador portátil

Revisión de los datos

- Reproduzca el vídeo ocular y el vídeo ambiental de forma sincronizada
- Reproduzca a velocidad normal o lenta
- Identifique el contenido de cada uno de los vídeos de un vistazo. Puede añadir una nota en el vídeo para identificar la prueba realizada (nistagmo espontáneo, mirada, posicional).
- Se puede añadir un indicador a cualquier vídeo para señalar de forma sencilla si los datos que contiene son únicos o de interés.

Generación de informes en OTsuite® Vestibular

- Cree un informe totalmente personalizado
- Seleccione los elementos del informe a partir de una lista de síntomas, impresiones y macros, o cree los suyos propios
- Incluya la información y el logotipo de su centro en el informe
- Elija qué datos demográficos del paciente se incluirán en el informe
- El informe se guarda en la base de datos del paciente para futuras consultas

Base de datos propia de OTsuite Vestibular y datos compartidos

El almacenamiento de datos es esencial para ofrecer una atención médica de calidad, y nuestra sofisticada base de datos de OTsuite Vestibular guarda y almacena datos demográficos y vídeos de los pacientes, lo que permite realizar comparaciones entre diferentes sesiones.

- Realice copias de seguridad de los datos con un sencillo paso
- Exporte un vídeo combinado que incluya el vídeo ocular y el vídeo ambiental en un único archivo
- Preparado para EMR: los datos del paciente, incluidos los vídeos, se pueden exportar utilizando XML para compartir datos con terceros

EMPIECE HOY MISMO A AYUDAR A MÁS PACIENTES CON SÍNTOMAS VESTIBULARES



Visite ICSImpulse.com para obtener más información sobre nuestros productos, cursos de formación y seminarios a través de Internet.

OPTOMIC ESPAÑA

C/ Madroño, 4 28770 Polígono Industrial La Mina • Colmenar Viejo, Madrid • España
91 803 57 14 • 902 22 11 77
comercial@optomic.com • www.optomic.com



otometrics